

REYNOLDS DENEY DÜZENEĞİ



MARKA/MODEL

TECQUIPMENT/H215

GENEL BİLGİ

Deney düzeneği üzerinde bulunan ağızdan boşaltılan renkli su vasıtasıyla laminar ve türbülanslı akışın görselleştirilmesi sağlanmaktadır.

BULUNDUĞU LABORATUVAR

Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

SORUMLU PERSONEL

Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN Prof. Dr. Haydar EREN Doç. Dr. Nevin ÇELİK Arş. Gör. Celal KISTAK
