

SAVAK DENEY DÜZENEĞİ



MARKA/MODEL

TECQUIPMENT

GENEL BİLGİ

Deney düzeneği üzerinde bulunan göstergeler vasıtasıyla sistemde bulunan elektrik motorunun kullandığı gerilim ve akım değerleri ölçülürken, el takometresi vasıtasıyla motorun devir sayısı gözlemlenir ve pompaya ait karakteristik eğrinin çizilmesi sağlanır.

BULUNDUĞU LABORATUVAR

Akışkanlar Mekanik Laboratuvarı

SORUMLU PERSONEL

Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN

Prof. Dr. Haydar EREN

Doç. Dr. Nevin ÇELİK

Arş. Gör. Celal KISTAK