

DÜZLEM POLARİSKOP



Marka Model:

Tech Equipment

Test Düzeneği Hakkında Bilgi:

Fotoelastik yöntemle gerilme ölçülmesinde kullanılan en tipik cihazdır. Fotoelastik metot gerilmeye maruz ve polarize ışık altında bırakılan bir malzemede gerilme sebebi ile parlak renkli şekillerin görülmesi yöntemidir.

Bulunduğu Laboratuvar:

Mekanik Laboratuvarı

Sorumlu Personel:

Doç. Dr. Mete Onur KAMAN
Doç. Dr. Murat Yavuz SOLMAZ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜR
mkaman@firat.edu.tr
mysolmaz@firat.edu.tr
mgur@firat.edu.tr